



GC EUROPE представляет новое поколение жидкотекучих материалов

Теперь линейка материалов GC пополнилась
композитами G-ænial Universal Flo и G-ænial Flo

Лёвен, Бельгия: GC EUROPE, один из лидеров в области технологий производства стоматологических материалов, объявляет о запуске двух новых высококачественных жидкотекучих материалов, G-ænial Universal Flo и G-ænial Flo. Эти композиты органично вписываются в постоянно расширяющуюся линейку материалов компании GC и предназначены для стоматологов, которые стремятся создавать для своих пациентов максимально эстетичные, функциональные и долговечные реставрации. Так как жидкотекучие композиты становятся все более популярны в стоматологической практике по всей Европе, компания GC усмотрела необходимость разработать материалы, сочетающие в себе преимущества жидкотекучей консистенции и удобного внесения, надежность и великолепные физические свойства.



Новая концепция, новый состав


Отвечая на требования рынка, компания GC разработала абсолютно новую концепцию, воплотившуюся в материалы G-ænial Universal Flo и G-ænial Flo. Оба жидкотекучих материала обладают инновационным составом, в основе которого лежит уникальная технология обработки наполнителей. В отличие от прочих жидкотекучих композитов, эти материалы обладают большей насыщенностью наполнителями, которые при этом распределяются максимально равномерно. Результат – увеличенная прочность и износостойчивость материалов. Эти две ключевых характеристики данных жидкотекучих композитов позволяют использовать их для гораздо более широкого диапазона показаний по сравнению с традиционными жидкотекучими материалами.

G-ænial Universal Flo

G-ænial Universal Flo – рентгеноконтрастный материал с повышенной вязкостью, благодаря чему он идеально подходит для выполнения реставраций по I-V классу. Главная особенность этого материала заключается в том, что он обладает всеми свойствами жидкотекучего композита, но в работе ведет себя, как стандартный реставрационный композит. Показания для применения данного материала включают в себя прямую реставрацию, реставрацию полостей, подготовленных по методам минимальной интервенции, а также запечатывание фиссур.

Основные свойства G-ænial Universal Flo:

- физические свойства схожи с физическими свойствами традиционных композитов;
- повышенная текучесть облегчает внесение материала;
- высокая тиксотропичность; не течет, остается на месте после внесения и сохраняет форму;
- высокий уровень блеска достигается очень быстро и просто; фактически, материал является самополирующимся;
- великолепный эффект «невидимости» выполняемых реставраций.



Dr. J. Tapia Guadix, Spain



Prof. M. Miyazaki, Japan





Dr. J. Sabbagh, Belgium

G-aenial Flo демонстрирует великолепную текучесть в комбинации с долговечностью и износостойчивостью. Показания к применению данного материала – использование его в качестве прокладочного материала или базы, пломбирование полостей, подготовленных с помощью туннельного препарирования, а также замещение небольших дефектов твердых тканей.

Основные свойства **G-aenial Flo**:

- повышенная текучесть, которая гарантирует идеальную адаптацию материала к стенкам полости без образования воздушных карманов;
- рентгеноконтрастность составляет примерно 230% AI, что облегчает послеоперационную диагностику;
- сбалансированные физические свойства гарантируют, что материал идеально соответствует всем показателям для его применения;
- G-aenial Flo дополняет линейку материалов GC; выпускается в 8 оттенках, включая 2 опакующих оттенка.

Имеющиеся оттенки Shade availability

G-aenial Universal Flo выпускается в следующих оттенках:

15 стандартных оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV.

Внешние оттенки: AE, JE.

Внутренние оттенки: AO2, AO3.

G-aenial Flo выпускается в следующих оттенках:

8 стандартных оттенков:

A1, A2, A3, A3.5, A4, CV.

Внутренние оттенки: AO2, AO3.

Уникальный дизайн шприца

G-aenial Universal Flo и G-aenial Flo выпускаются в особых шприцах эргономичного дизайна, которые гарантируют плавное внесение материала в полость; конусообразный наконечник исключает прилипание к нему материала. Размер шприца и выгнутая форма верхнего края поршня смоделированы таким образом, чтобы шприц максимально удобно ложился в руку. Дизайн шприца также обеспечивает экономное расходование материала – после полного использования объем оставшегося в шприце материала минимален.

Упаковки

G-aenial Universal Flo выпускается в шприцах объемом 3.4 г (2.0 мл), прилагаются 10 наконечников.

G-aenial Flo выпускается в шприцах объемом 3.8 г (2.0 мл), прилагаются 10 наконечников.

Начните сегодня

Не верьте нам на слово – попробуйте сами!

Начните Ваш путь к эстетичным и легко выполняемым реставрациям уже сегодня. Чтобы получить больше информации о материалах G-aenial Universal Flo и G-aenial Flo, свяжитесь с представителем компании GC в Вашем регионе.

Брошюры с более подробной информацией и материалы исследований предоставляются по запросу.



G-aenial Flo



G-aenial Universal Flo

Контактная информация

Официальный импортер и дистрибьютор продукции Джи Си в России: Стоматологический центр Крафтвэй



Новый номер: 8-800-100-100-9 (бесплатные звонки из любого региона) Москва, 3-я Мытищинская ул., 16, www.kraftwaydental.ru (495) 232-69-33

Список дилеров в регионе:

Москва

«Энигма Дент» (495) 787-3274

«Новый Колумб 2000» (495) 964-89-00, (495) 665-58-48

«Всё для стоматологии» — «Allfordent.Ru» (495) 740-7885, (495) 722-2826

«Дентомир» (495) 785-2270

«Денталео» (499) 390-1017

ООО «Лас Дентос» (г. Фрязино МО), (496) 255-69-53

Санкт-Петербург

«Северная Каролина» (812) 702-8112

«Фирма Медэкспресс» (812) 326-2917

«ДТЦ «КОРАЛ» (812) 712-4369

Самара

Фирма «Инверсия» (846) 37-38-000

Ростов-на-Дону

«Ультрастом» (863) 262-4750

Пермь

«ЧП Сидоров В.А.» (3422) 44-7271

«Медика» (3422) 16-6690

Барнаул

ООО «Сибирская стоматологическая компания» (3852) 200-781

Краснодар

«Аллеко-Кубань» (861) 239-6547

«Актив Медикал Кубань» (861) 259-5452

Екатеринбург

ООО «Ангара» (343) 221-4690

Омск

ООО «ПолиДента» (3812) 23-64-39, 24-84-73

